

Rámeček na lupy Keeler

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. INDIKACE PRO POUŽITÍ	2
1.1 VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ	2
1.2 KONTRAINDIKACE.....	3
2. POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI	4
3. NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ RÁMEČKU NA LUPY	4
4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	6
5. NÁHRADNÍ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ	6
6. ZÁRUKA	6
7. INFORMACE O BALENÍ A LIKVIDACI	7

	Přečtěte si návod k použití		Obecný varovný symbol
	Datum výroby		Conformité Européene
	Název a adresa výrobce		Teplotní meze
	Země výroby		Autorizovaný zástupce v Evropském společenství
	Recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ)		Katalogové číslo
	Tímto směrem vzhůru		Kód šarže
	Uchovejte v suchu		Omezení atmosférického tlaku
	Křehké		Omezení vlhkosti
	Nepoužívat, je-li balení poškozeno		Překlad

Rámeček na lupy Keeler je navržen a vyroben v souladu se směrnicí 93/42/EHS, nařízením (EU) 2017/745 a ISO 13485 Systémy řízení kvality zdravotnických prostředků.

Klasifikace: CE: Třída I

FDA: Třída II

Informace obsažené v této příručce nesmí být reprodukovány vcelku ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu výrobce. V rámci plánu průběžného vývoje výrobků si jako výrobce vyhrazujeme právo měnit specifikace a jiné informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Tento návod je také dostupný na webových stránkách společnosti Keeler UK a Keeler USA.

Copyright © Keeler Limited 2021. Publikováno v UK v roce 2021.

1. INDIKACE PRO POUŽITÍ

Zamýšlené použití / účel přístroje

Lupy a rámečky Keeler jsou určeny k použití v různých typech klinického prostředí, zejména v zubních ordinacích, na očních klinikách, operačních sálech, v nemocnicích, veterinárních ordinacích, soukromých ordinacích a na chirurgii; mohou je používat zaškolení studenti i zkušení odborníci.

1.1 VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Vezměte prosím v úvahu, že řádné a bezpečné fungování našich přístrojů je zaručeno pouze, pokud přístroje i příslušenství pocházejí výhradně od společnosti Keeler Ltd.

Dodržováním následujících preventivních opatření zajistíte bezpečné používání rámečku na lupy.



VAROVÁNÍ

- Vezměte prosím v úvahu, že řádné a bezpečné fungování našich přístrojů je zaručeno pouze, pokud přístroje i příslušenství pocházejí výhradně od společnosti Keeler Ltd.
- Před použitím zkontrolujte, zda váš výrobek značky Keeler nevykazuje známky poškození při přepravě nebo uskladnění.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozen, a pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky poškození nebo nesprávného zacházení.
- Podle federálního zákona USA smí být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na objednávku lékaře.
- Tento prostředek smějí používat pouze patřičně vyškolení a oprávnění zdravotníci.
- Tento výrobek nesmí být ponořen do tekutin.



UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze originální a schválené součásti a příslušenství značky Keeler; jinak může dojít k narušení bezpečnosti a provozuschopnosti prostředku.
- Výrobek byl navržen tak, aby bezpečně fungoval při teplotě prostředí mezi +10 °C a +35 °C.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Aby nevznikala kondenzace, nechte přístroj před použitím vyteperovat na teplotu místnosti.
- Pouze pro použití v místnosti (chraňte před vlhkem).
- Uvnitř nejsou žádné součásti, jejichž servis může provádět uživatel. Ohledně dalších informací kontaktujte autorizovaného zástupce servisu.
- Nedodržování doporučené údržby podle pokynů v tomto návodu k použití může zkrátit provozní životnost výrobku.
- Po dosažení konce životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními pokyny ohledně životního prostředí (OEEZ).

1.2 KONTRAINDIKACE

Pro populaci pacientů, u nichž lze tento prostředek používat, neplatí jiná omezení než níže uvedené kontraindikace.

Lupa a rámeček Keeler omezuje šířku a hloubku zorného pole uživatele; to uživatele nutí zaujímat nepohodlné polohy hlavy a krku, aby dobře viděli.

2. POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI

Tento přístroj lze čistit pouze popsáním způsobem ručně bez ponoření. Neautoklávuje ani neponořujte do čisticích tekutin.


1. Otřete vnější povrch čistou, savou, vlas nepouštějící textilií navlhčenou 2% (obj.) roztokem detergentu v deionizované vodě nebo 70% (obj.) roztokem isopropylalkoholu ve vodě. Vyhněte se optickým povrchům.
2. Ujistěte se, že nadbytečný roztok nevnikne do přístroje. Buďte opatrní, aby textilie nebyla roztokem úplně nasycena.
3. Povrchy je nutno otřít rukou dosucha čistou, vlas nepouštějící textilií.
4. Použité čisticí materiály bezpečně zlikvidujte.

3. NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ RÁMEČKU NA LUPY

1. Připevněte jednotku s lupami k rámečku kolíkovým systémem podle obrázku.



2. Ochranný štít se nasazuje zatlačením do polohy podle obrázku.



Ochranný štít ve správné poloze

3. Je-li zapotřebí rámeček na dioptrické čočky, je nasazen podle obrázku.



Ochranný štít ve správné poloze

4. Potřebujete-li upravit nosní můstek, uvolněte jej otočením aretační vačky do polohy podle obrázku. Pak můžete nosní můstek posunout do požadované polohy.



5. Polohu nosního můstku zaaretujete otočením aretační vačky do polohy podle obrázku.




6. Chcete-li rámeček bezpečně upevnit na hlavě uživatele, posuňte knoflík označený na obrázku do pohodlné polohy.



4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Podmínky prostředí:

POUŽÍVÁNÍ		
		
Náraz (bez balení)	10 g, trvání 6 ms	
SKLADOVACÍ PODMÍNKY		
		
PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY		
		
Vibrace, sinusoidní	10 Hz až 500 Hz: 0,5 g	
Náraz	30 g, trvání 6 ms	
Drcnutí	10 g, trvání 6 ms	

5. NÁHRADNÍ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Položka	Číslo součásti
Čelenka pro chirurgické lupy	2199-P-7259
Hlavový pásek	2199-P-7523
Hi-tech textilie na čochy v pouzdře	2199-P-7136

6. ZÁRUKA

Servis žádných součástí nemůže provádět uživatel – veškerou preventivní údržbu a servis musí provádět pouze autorizovaní zástupci společnosti Keeler.

Na váš výrobek značky Keeler se vztahuje 3letá záruka a bude vyměněn nebo zdarma opraven za následujících podmínek:

- Porucha byla způsobena chybou ve výrobě.
- Přístroj a příslušenství byly používány v souladu s těmito pokyny.
- Požadavek je doložen dokladem o koupi.

7. INFORMACE O BALENÍ A LIKVIDACI

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Tento symbol na výrobku nebo jeho balení a pokynech znamená, že s výrobkem nelze zacházet jako s domácím odpadem.

Aby se snížil dopad OEEZ (odpadních elektrických a elektronických zařízení) na životní prostředí a minimalizoval objem OEEZ, které končí na skládkách, doporučujeme po dosažení konce životnosti výrobku recyklaci a nové užítkování.

Chcete-li více informací o sběru, recyklaci a novém užítkování, kontaktujte oddělení B2B Compliance na čísle 01691 676124 (+44 1691 676124). (Pouze v UK)

Všechny závažné nehody, které se stanou v souvislosti s prostředkem, musí být nahlášeny výrobcí a příslušnému úřadu ve vaší členské zemi.

Kontakt



Výrobce

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA UK

Bezplatné tel. č. 0800 521251

Tel. +44 (0) 1753 857177

Fax +44 (0) 1753 827145

Prodej v USA

Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355 USA
Bezplatné tel. č. 1 800 523 5620
Tel. 1 610 353 4350
Fax 1 610 353 7814

Čína

Halma China Group
名称: 沃迈(上海)机电有限公司
地址: 上海市闵行区金都路1165弄
123号23幢一号厂房三层B座
电话: 021-6151 9025

Indie

Keeler India
Halma India Pvt. Ltd.
Plot No. A0147, Road No. 24
Wagle Industrial Estate
Thane West – 400604, Maharashtra
INDIE
Tel. +91 22 4124 8001



Visiometrics, S. L., Vinyals, 131
08221 Terrassa, Spain

EP59-19025 vydání C

Datum vydání 12.5.2021