



Le nouveau Cryomatic MK II

Keeler

Le nouveau Cryomatic MK II

La perfection évolue

S'appuyant sur la fiabilité exceptionnelle de son prédécesseur, le Cryomatic MK II offre qualité et polyvalence, qu'il s'agisse de sondes jetables ou réutilisables.

Le nouveau système de couplage du Cryomatic MK II vous permet de connecter une sonde jetable ou réutilisable à usage unique sans nécessité d'adaptateur. Le nouveau logiciel intégré détecte automatiquement le type de sonde utilisé et ajuste l'unité en conséquence, ce qui signifie que l'unité est prête à être utilisée en quelques minutes.




Sondes Cryomatic MK II

Pas de cycle de purge pour les jetables !

Lorsque vous utilisez des sondes jetables, le Cryomatic MK II permet à l'utilisateur de coupler instantanément la sonde à la console et elle est prête à fonctionner - plus besoin d'attendre un cycle de purge !

Le Cryomatic MK II est doté de toutes nouvelles sondes réutilisables, conçues pour faciliter la connexion et, avec une forme d'embout classique, elles répondent parfaitement à vos besoins. Le logiciel intégré détecte et optimise automatiquement ses paramètres pour des performances parfaites, quel que soit le type de sonde que vous utilisez, et garantit un cycle de purge court à chaque fois.



Adaptateurs pour bouteilles de gaz

Votre Cryomatic peut être utilisé avec du dioxyde de carbone (CO₂) ou du protoxyde d'azote (N₂O) provenant de bouteilles sans syphon via l'un des adaptateurs PIY (Pin Index Yoke) ou filetage ou adaptateurs de bouteille ci-dessous.

2508-P-7017

Étrier d'indexation pour bouteille de gaz nitreux de taille E

2508-P-7015

Étrier d'indexation pour bouteille de gaz carbonique de taille E

2508-P-7016

Adaptateur pour bouteille de gaz carbonique de taille F

2508-P-7018

Adaptateur pour bouteille de gaz nitreux de taille F

Bouteilles de gaz taille E

Dimensions (cm) 50x15

Gr. Poids (kg) 7

Bouteilles de gaz taille F

Dimensions (cm) 86x14

Gr. Poids (kg) 18



Numéros de pièces

2509-P-1010 Console Cryomatic avec pédale de commande

Gamme de sondes Cryomatic standard

2509-P-8020 Sonde rétinienne standard de 2,5 mm

2509-P-8021 Sonde rétinienne de 2, 5 mm prolongée

Sondes cryochirurgicales jetables

2508-P-7022 Sondes rétinienne standard de 2,5 mm, boîte de 10

Gamme de sondes Cryomatic sur commande spéciale

2509-P-8022 Sonde rétinienne de 2,5 mm de moyenne portée

2509-P-8023 Sonde intravitréenne de 0,89 mm

2509-P-8024 Sonde incurvée pour cataractes de 1,5 mm

2509-P-8025 Sonde pour glaucomes de 3 mm

2509-P-8026 Sonde pour Trichiasis (Collins) 4 x 10 mm

Accessoires

2508-P-7016 Adaptateur pour bouteille de gaz carbonique de taille F

2508-P-7015 Étrier d'indexation pour bouteille de gaz carbonique de taille E

2508-P-7018 Adaptateur pour bouteille de gaz nitreux de taille F

2508-P-7017 Étrier d'indexation pour bouteille de gaz nitreux de taille E

2509-P-8015 Boîtes de stérilisation pour sondes (uniquement pour les sondes Cryomatic)

2508-P-7005 Chariot cryogénique

Cryomatic

Autres instruments Keeler

Depuis plus de quatre-vingt-dix ans, nous fabriquons des instruments ophtalmiques de précision de première qualité.

Consultez notre gamme complète sur
www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com

Vous avez une question ? - Appelez-nous

ROYAUME-UNI : +44 (0)1753 857177 Chine : +86 10 512 61868

USA : +1 610 353 4350 Inde : +91 22 6708 0400

UAE : +971 52 9022130 Brésil : +55 11 4302 6053

The logo for Keeler, featuring the word "Keeler" in a bold, blue, sans-serif font.